

FLEXI ULTRASOFT



Version ULTRASOFT aux poils doux pour éviter de blesser les gencives sensible

Manche anatomique pour un contrôle optimal • Texture souple pour la sécurité d'utilisation
Code couleur d'identification • Neuf dimensions, pour chaque espace interproximal



Etui rigide de 6 brosettes + 1 capuchon, peut être ouvert et fermé à volonté, vendu en pharmacie.

Ce conditionnement hygiénique permet d'emporter les brosettes FLEXI avec soi en toutes circonstances et en toute discrétion.

Pour le dentiste, vendu en **ECONO PACK** (25 brosettes + 25 capuchons)



Le capuchon assure la protection de la tête de la brosette, mais il prolonge aussi le manche, pour une préhension plus aisée.

	<u>Couleur</u>	<u>Réf. dentiste</u> (25 pièces)	<u>Dénomination</u>	<u>Ø torsade</u> (mm)	<u>Ø brosse</u> (mm)	<u>Longueur</u> (mm)	<u>Code CNK</u> (6 pièces)
	White	013/839052	Micro fine	0.40	2.50	11.00	3156-999
	Light grey	013/839054	Extra fine	0.60	3.00	15.00	3156-981
	Dark grey	013/839057	Tapered	1.00	3.0 – 6.0	24.00	3156-973
	Black	013/839059	Standard	0.70	5.00	16.00	3157-005



Rue du Sceptre 6 • 1050 Bruxelles • Tél 02 647 79 63 • Fax 02 648 77 47

www.deprophar.be • info@deprophar.be

The Difference